

## Table de massage électrique Pro

---



Le large parcours en hauteur (de 68cm à 89cm) facilite l'accès aux patients.




L'inclinaison du repose-pieds et du dossier permettent un large éventail de traitements sur le dos.



La position Antitrendelenburg facilite la sortie de la table aux patients à mobilité réduite ou aux personnes âgées.




La position Trendelenburg est très utilisée pour des traitements de drainage lymphatique, afin d'améliorer la circulation sanguine ou la rétention de liquides aux jambes.



L'appui-tête est équipé d'un trou visage pour un plus de confort du patient en traitements sur le ventre.



Les repose-bras se règlent en hauteur grâce à un vérin à gaz, ils servent aussi d'aide au professionnel pendant les massages faciaux.



Vapozone.com

# Table de massage électrique Pro

